



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
Sähköposti:
info@kern-sohn.com

Puh: +49-[0]7433-9933-0
Faksi: +49-[0]7433-9933-149
Kotisivu: www.kern-sohn.com

Käyttöohje Lääkinnällinen vaaka kaiteella

KERN MTA

Tyyppi MTA 400K-1M
Tyyppi MTA 400K-1NM
Versio 3.0
2017-02
FIN



MTA-M-BA-fin-1730



KERN MTA-M

Versio 3.0 2017-02

Käyttöohje

Lääkinnällinen vaaka kaiteella

Sisällysluettelo

1	Tekniset tiedot.....	4
2	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	6
2.1	Tunnusten selite.....	6
3	Laitteen rakenne.....	9
5.	Akkutila.....	10
6.	Virtalähteen liitäntä.....	10
7.	RS-232 -liitäntä.....	10
4	Näppäimistö.....	11
5	Lukemien rakenne.....	12
6	Perusohjeet.....	13
6.1	Käyttötarkoitus	13
6.2	Tarkoituksenmukainen käyttö.....	13
6.3	Epätarkoituksenmukainen käyttö	14
6.4	Takuu.....	14
6.5	Tarkastustoimenpiteet.....	14
7	Perusturvallisuusohjeet.....	15
7.1	Käyttöohjeen noudattaminen.....	15
7.2	Henkilöstön kouluttaminen	15
7.3	Saastutuksen (tartunnan) välttäminen	15
8	Sähkömagneettisen yhteensopivuus (EMC).....	16
8.1	Yleistä.....	16
8.2	Sähkömagneettiset päästöt.....	17
8.3	Sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys.....	18
8.3.1	Perustoimintaparametrit	21
8.4	Turvavälit	21
9	Kuljetus ja varastointi	22
9.1	Vastaanottotarkastus	22
9.2	Pakkaus/palautus.....	22
10	Pakkauksesta purkaminen, asettaminen ja käynnistäminen	23
10.1	Asennuspaikka, käyttöpaikka.....	23
10.2	Pakkauksesta purkaminen	23
10.3	Toimituksen sisältö	24
10.4	Vaa'an asennus ja asettaminen	24
10.5	Sähkökytkentä	27
10.6	Akkukäyttöinen toiminta on mahdollinen lisävarusteisella akulla	28
10.7	Paristokäyttöinen toiminta	29
10.8	Käyttöönotto.....	31

11	Käyttö	31
11.1	Punnitus.....	31
11.2	Taaraus	32
11.2.1	Taaran seuranta.....	33
11.3	HOLD-toiminto	33
11.4	Lisädesimaaliarvon näyttäminen	33
11.5	Painoindeksin laskenta (Body Mass Index)	34
11.5.1	Painoindeksin laskenta (Body Mass Index)	34
11.5.2	BMI-arvon luokittelu	35
11.6	Automaattinen sammutus	36
11.7	Ilmaisimen taustavalo.....	37
12	Valikko.....	38
12.1	Valikkonavigointi	38
12.2	Valikon rakenne	39
13	RS-232 -rajapinta.....	42
13.1	Vaa'an lähtöliitännän napatoiminnot.....	42
13.2	Tekniset tiedot	42
13.3	Tulostustila.....	43
14	Virheilmoitukset	43
15	Huolto, kunnossapito, hävitys	44
15.1	Puhdistus	44
15.2	Puhdistus/desinfiointi	44
15.3	Sterilointi	44
15.4	Huolto ja kunnossapito.....	44
15.5	Hävitys	44
16	Vianetsintä	45
17	Vakaus.....	46
17.1	Vakauksen voimassaoloaika (nykytila Saksassa).....	48
18	Kalibrointi	49

1 Tekniset tiedot

KERN (Tyyppi)	MTA 400K-1NM
Tavaramerkki	MTA 400K-1M
Perusasteikko (d)	0,1 kg/0,2 kg
Punnitusalue (Max)	300 kg/400 kg
Minimi paino (Min)	2 kg/4 kg
Vakausasteikko (e)	0,1 kg/0,2 kg
Vakausluokka	III
Toistuvuus	0,1 kg/0,2 kg
Lineaarisuus	±0,1 kg/±0,2 kg
Suosittelut kalibrointipaino (luokka)	400 kg (M1)
Painoyksiköt	kg
Lämpenemisaika	10 min.
Virransyöttö	ottojännite: 100–240 V, 50/60 Hz
Käyttölämpötila	10°C ... +40°C
Ilman kosteus	max. 80% (ei kondensointia)
Mitat (L × S × K) [mm]	näytön kotelo 200 × 128 × 55 vaa'an alusta 780 × 680 × 68 vaa'an pinta-ala 600 × 600
Paino (netto) [kg]	40
Akkukäyttöinen toiminta (lisävaruste)	työaika (taustavalo päällä): 20 h työaika (taustavalo pois päältä): 40 h latausaika 12 h 6 x 1.2 V 2000 mA
RS-232 -rajapinta	✓
Jalusta	korkeus: 94 cm

KERN (Tyyppi)	MTA 400K-1M
Perusasteikko (d)	0,1 kg/0,2 kg
Punnitusalue (Max)	300 kg/400 kg
Minimi paino (Min)	2 kg/4 kg
Vakausteikko (e)	0,1 kg/0,2 kg
Vakausluokka	III
Toistuvuus	0,1 kg/0,2 kg
Lineaarisuus	±0,1 kg/±0,2 kg
Suosittelun kalibrointipaino (luokka)	400 kg (M1)
Painoyksiköt	kg
Lämpenemisaika	10 min.
Virransyöttö	ottojännite: 100–240 V, 50/60 Hz
Käyttölämpötila	10°C ... +40°C
Ilman kosteus	max. 80% (ei kondensointia)
Mitat (L × S × K) [mm]	näytön kotelo 200 × 128 × 55 vaa'an alusta 780 × 680 × 68 vaa'an pinta-ala 600 × 600
Paino (netto) [kg]	40
Akkukäyttöinen toiminta (lisävaruste)	työaika (taustavalo päällä): 20 h työaika (taustavalo pois päältä): 40 h latausaika 12 h 6 x 1.2 V 2000 mA
RS-232 -rajapinta	✓
Jalusta	korkeus: 94 cm


2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Meidän voimassaoleva EY/EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

www.kern-sohn.com/ce

i Vaattujen vaakojen osalta (= vaatimustenmukaisuuden arviointi) vaatimustenmukaisuusvakuutus kuuluu toimitukseen.
Ainoastaan tällaiset vaa'at ovat lääkinällisiä tuotteita.

2.1 Tunnusten selite



Tämä merkki tarkoittaa, että vaaka on muista kuin itsetoimivista vaaista annetun direktiivin 2014/31/EU -mukainen. Näin merkitty vaaka on hyväksytty Euroopan unionissa lääkinälliseen käyttöön.

M16 kehyksessä osoittaa vaatimustenmukaisuusarvioinnin vuotta (tässä esimerkillinen vuosi 16).




Tämä merkki tarkoittaa, että vaaka on lääkinällisistä tuotteista annetun direktiivin 93/42/ETY-mukainen. Näin merkitty vaaka on hyväksytty Euroopan unionissa lääkinälliseen käyttöön.

WF 170012

Jokaisen laitteen eränumero merkitty laitteeseen ja pak-
kaukseen.

(kuvakkeessa esimerkillinen numero)



2017-02

Lääkintätuotteen valmistuspäivämäärän merkintä.

(tässä esimerkillinen vuosi ja kuukausi)



"Huom., noudata oheisen asiakirjan määräyksiä", tai "Noudata käyttöohjeen määräyksiä".



"Noudata käyttöohjeen määräyksiä".



"Noudata käyttöohjeen määräyksiä".




KERN & Sohn GmbH
D-72336 Balingen, Saksa
www.kern-sohn.com


Lääkintätuotteen valmistajan nimi ja osoite.



"Sähköinen lääkintälaitte" B-tyyppisellä käyttöosalla.




II-suojaluokka.



Kuluneet laitteet eivät ole talousjätteitä!

Niitä on luovutettava talousjätteiden keräyspisteisiin.



Lämpötilan ala- (-20°C) ja yläraja-arvo (+60°C)
(varastointilämpötila merkitty pakkaukseen)



Vaa'an syöttöjännite- ja napaisuustiedot.



Sähköliitäntä




KERN SEAL -sinetöinti



Tasavirta




Opastus



Vaaitse vaaka ennen käyttöä


3 Laitteen rakenne



Toinen näyttö, takapuolinen





Näytön takapuoli



- 5. Akkutila
- 6. Virtalähteen liitäntä
- 7. RS-232 -liitäntä
- 8. Kalibrointipainike

4 Näppäimistö

 Max 300kg/400kg Min 2 kg e=0.1kg/0.2g	 Max 300 kg/400 kg Min 2 kg/4 kg e = 0.1 kg/0.2 kg
Typ MTA 400K-1M	Typ MTA 400K-1NM

Painike	Nimi	Toiminto
	ON/OFF-painike	Käynnistys/sammutus
	HOLD-painike	HOLD-toiminto/stabiilin painoarvon tallentaminen
	BMI-painike	Painoindeksin merkintä (Body Mass Index)
	PRINT-painike	Tiedonsiirto rajapinnan kautta Valikossa: - Valinnan vahvistaminen Numeerinen syöttö: - Numeroarvon vahvistaminen
	Toimintopainike	Valikossa: - Valikkopainike - Valikon kohdan valinta Numeerinen syöttö: - Numeroarvon suurentaminen
	Nollauspainike	Vaa'an nollaus (vaaka näyttää 0.0) Numeerinen syöttö: Desimaalipisteen vaihto
	TARE-painike	Vaa'an taaraus

5 Lukemien rakenne

Ilmais	Nimi	Kuvaus
STABIILI	Stabiloinnin ilmais	Vaaka on stabiili.
NOLLA	Nolla-arvon ilmais	Jos vaaka ei näytä nolla-arvoa, kun sen päällä ei ole kuormaa, paina  -painiketta. Tällöin vaaka nollautuu hetken kuluttua.
NET	Nettopainon ilmais	Palaa nettopainoa näytettäessä. Palaa vaa'an taarauksen jälkeen.
GROSS	Bruttopainon ilmais	Palaa bruttopainoa näytettäessä.
HOLD	HOLD-toiminto	HOLD-toiminto aktiivinen.
BMI	BMI-toiminto	Palaa BMI-toiminnon ollessa päällä.
	Akun ilmais	Näyttää akun tai pariston lataustasoa.
		
		

6 Perusohjeet



20014/31/EY -direktiivin mukaisesti vaaka on aina vaattava seuraaviin käyttötarkoituksiin: 1 artikla, 2 momentti, iv kohta "Massan määrittäminen sairaanhoidossa potilaiden punnitsemiseksi heidän tilansa seurantaan, sairauden määrittämistä ja hoitoa varten".

6.1 Käyttötarkoitus

- Lukema**
- Kehon painon määrittäminen terveydenhoidossa.
 - Käytettävä "ei itsetoimivana vaakana", eli punnittava henkilö on varovasti asetettava vaakalevyn keskelle. Painoarvo voidaan lukea lukeman vakiintuessa.

- Vasta-aiheet**
- Ei tunnettuja vasta-aiheita.

6.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

Vaaka on tarkoitettu seisovien henkilöiden painon määrittämiseen sairaanhoitotiloissa. Vaaka on tarkoitettu sairauksien tunnistamiseen, ehkäisyyn ja seurantaan.

Vaakalla punnittava henkilö on asetettava varovasti vaakalevyn keskelle ja jätettävä seisomaan rauhallisesti.

Painoarvo voidaan lukea lukeman vakiintuessa.
Vaaka on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten.



Punnittavan henkilön tulee pystyä seisomaan molemmilla jaloillaan.

Aina ennen käyttöä henkilöstön tulee varmistaa sen kunto.

6.3 Epätarkoituksenmukainen käyttö

Älä käytä vaakoja dynaamiseen punnitukseen.

Älä altista vaa'an punnituslevyä pitkäaikaiselle kuormitukselle. Se voi johtaa punnitusmekanismin vaurioitumiseen.

Vältä ehdottomasti vaa'an punnituslevyn iskemistä ja ylikuormittamista yli suurimman kuormituksen (*Max*) (taaralla vähennettynä). Ylikuormitus voi johtaa vaa'an vaurioitumiseen.

Älä koskaan käytä vaakaa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tuotteen vakiovarusteinen versio ei ole räjähdysturvallinen. Tulenarka seos voi muodostua myös happipitoisista tai ilokaasua (dityppioksidia) sisältävistä nukutusaineista.

Vaakaan ei saa tehdä rakennemuutoksia. Se voi aiheuttaa virheellisiä punnitustuloksia, teknisten turvallisuusvaatimusten rikkomisen ja vaa'an vaurioitumisen.

Vaakaa on käytettävä ainoastaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Muita käyttötarkoituksia/sovellutuksia varten on haettava KERN:n kirjallista lupaa.

6.4 Takuu

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

- käyttöohjeen määräyksien laiminlyönti;
- kuvatus käyttötarkoituksen vastainen käyttö;
- laitteen muuttaminen tai avaaminen;
- mekaaninen tai aineiden (esim. nesteiden) aiheuttama vaurioituminen;
- laitteen luonnollinen kuluminen;
- väärä säätö tai viallinen sähköasennus;
- mittausrakenteen ylikuormittaminen.
- vaa'an putoaminen.

6.5 Tarkastustoimenpiteet

Laadunvalvontajärjestelmän puitteissa tulee tarkistaa määräajoin vaa'an mittaustoimintaa sekä mahdollisesti käytettävissä referenssipainon teknisiä ominaisuuksia. Tätä varten vastaavan henkilön tulee määrittää asianmukainen aikaväli sekä tarkastuksen tyyppi ja alue. Valvontalaitteisiin (eli myös vaakoihin) liittyvät tarkastusohjeet sekä tarvittavat referenssipainot löytyvät KERN:n kotisivulta (www.kern-sohn.com). Referenssipainoja ja vaakoja voidaan kalibroida tai vaata nopeasti ja edullisesti DKD:n (Deutsche Kalibrierdienst) valtuutetussa KERN:n kalibrointilaboratoriossa (tiettyssä maassa voimassaolevaan standardiin mukauttamisen).

7 Perusturvallisuusohjeet

7.1 Käyttöohjeen noudattaminen

	⇒ Ennen laitteen asettamista ja käynnistystä lue huolellisesti tämä käyttöohje, vaikka sinulla olisi jo kokemusta KERN-vaakojen käytöstä.	
---	---	---

7.2 Henkilöstön kouluttaminen

Tuotteen oikean käytön ja huollon varmistamiseksi sairaanhoitohenkilöstön tulee tutustua käyttöohjeeseen ja noudattaa sen määräyksiä.

7.3 Saastutuksen (tartunnan) välttäminen

Ristitartunnan (sienitauti, ...) välttämiseksi vaakalevy on puhdistettava säännöllisesti. Suositus: aina punnituksen jälkeen, jos siihen liittyy tartuntavaara (kun punnituksessa esiintyy esim. välitöntä ihokosketusta).

8 Sähkömagneettisen yhteensopivuus (EMC)

8.1 Yleistä



MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakojen asennus- ja käyttöaikana on noudatettava erityisiä varotoimia alla olevien sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettujen tietojen mukaisesti.

Laitteparametrit vastaavat lääkinällisen sähkölaitteen 1 ryhmän B-luokkaa (EN 60601-1-2 -mukaisesti).

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) tarkoittaa laitteen luotettavaa toimintakykyä sähkömagneettisessa ympäristössä ilman luvattomia sähkömagneettisia häiriöitä. Kyseiset häiriöt ovat välitettävissä liitäntäjohtojen tai ilman kautta.

Luvattomat ympäristöstä peräisin olevat häiriöt voivat aiheuttaa virheellisiä lukemia, epätarkkoja mittauservoja tai MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakojen virheellisen toiminnan. Vastaavasti tietyissä olosuhteissa MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakat saattavat aiheuttaa samantyyppisiä häiriöitä muihin laitteisiin. Ongelmien ehkäisemiseksi suositellaan toimimaan tarpeiden mukaan seuraavasti:

- Vaihda laitteen asemointi tai turvaväli häiriölähteeseen nähden.
- Aseta tai käytä MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakaa muussa paikassa.
- Kytke MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaaka muuhun virtalähteeseen.
- Jos sinulla on edelleen kysyttävää, ota yhteyttä huoltopalveluumme.

Laitteen luvaton muuttaminen tai kehittäminen sekä ei-suositeltujen tarvikkeiden käyttö (esim. virtalähde tai virtajohdot) voi aiheuttaa häiriöitä. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisista häiriöistä. Lisäksi kyseiset muutokset voivat aiheuttaa laitteen käyttöluvan menettämisen.



MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakojen häiriöt voivat aiheutua korkean taajuuden signaaleja lähettävien laitteiden käytöstä (matkapuhelimet, radiolähetimet, radiovastaanottimet). Tämän vuoksi niiden käyttöä on vältettävä MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakojen läheisyydessä. Kohdassa 8.4 annettiin tietoa suositeltavista minimiväleistä.

8.2 Sähkömagneettiset päästöt

Valmistajan ohjeet ja lausunto Sähkömagneettiset häiriöt		
MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaa'at on tarkoitettu toimimaan yhdessä alla mainituista sähkömagneettisista ympäristöistä. MTA-M-vaa'an ostajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että vaakaa käytetään juuri kyseisessä ympäristössä.		
Häiriöiden mittaukset	Vaatimustenmukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet:
Korkean taajuuden päästöt CISPR 11/EN 55011 - mukaisesti	Ryhmä 1	MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaa'at hyödyntävät korkeita taajuuksia ainoastaan sisätoimintoihinsa. Näin ollen korkeiden taajuuksien päästöt ovat hyvin matalia ja häiriöiden aiheuttaminen lähellä oleviin sähkömagneettisiin laitteisiin on poissuljettu.
Korkean taajuuden päästöt CISPR 11/EN 55011 - mukaisesti	B-luokka	MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -henkilövaa'at soveltuvat käytettäväksi kaikissa, mukaan lukien asuintiloissa, sekä rakennuksissa, jotka ovat kytketty asuinrakennuksille tarkoitettuun sähköverkkoon.
Huiluäänien päästöt IEC 61000-3-2 -mukaisesti	A-luokka	
Jännitteen vaihtelusta aiheutuvat häiriöt/vilkkuminen IEC 61000-3-3 -mukaisesti	Yhdenmukainen	

MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakoja ei saa käyttää muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä tai pinottuna muiden laitteiden päälle. Jos tällaisia käyttöolosuhteita ei kuitenkaan voida välttää, MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaa'an toimintaa on tarkkailtava ja tarkistettava sen oikeellisuus.

8.3 Sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys

Valmistajan ohjeet ja lausunto Sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys			
MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaa'at on tarkoitettu toimimaan yhdessä alla mainituista sähkömagneettisista ympäristöistä. MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaa'an ostajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että vaakaa käytetään juuri kyseisessä ympäristössä.			
Häiriönkestävyydestä kummut	Viitearvot IEC 60601-3-2 -standardin mukaisesti	Vaatimusten mukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet:
Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC 61000-4-2 -standardin mukaisesti	± 6 kV, kosketuspurkaus ± 8 kV, ilmapurkaus	± 6 kV ± 8 kV	Lattian tulee olla puu- tai betonilattia tai päällystetty kaakeleilla. Jos lattia on tehty tekoaineesta, suhteellisen ilman kosteuden tulee olla vähintään 30%.
Nopeat ohimenevät sähköhäiriöt/väriin synkronointisignaali IEC 61000-4-4 -mukaisesti	± 2 kV, virtajohtojen osalta ± 1 kV, tulo- ja lähtöjohtojen osalta	± 2 kV ± 1 kV	Syöttöjännitteen laadun tulee olla tyyppillisen kauppa- tai sairaalaympäristön mukainen.
Syöksyjännite IEC 61000-4-5 -mukaisesti	± 1 kV, jännite ulkojohto – ulkojohto ± 2 kV, jännite ulkojohto – maadoitus	± 1 kV Ei sovellettavissa	Syöttöjännitteen laadun tulee olla tyyppillisen kauppa- tai sairaalaympäristön mukainen.
Syöttöjännitteen kuopat, lyhyet katkokset tai vaihtelut IEC 61000-4-11 -mukaisesti	$< 5\% U_T$ ($> 95\%$ vähennys U_T) 1/2 jakson osalta $40\% U_T$ ($> 60\%$ vähennys U_T) 5 jakson osalta $70\% U_T$ ($> 30\%$ vähennys U_T) 25 jakson osalta $< 5\% U_T$ ($> 95\%$ vähennys U_T) max. 5 s	Kaikkien ehtojen täyttäminen. Valvottu sammutus. Paluu turvtilaan käyttäjän puuttumisen jälkeen.	Syöttöjännitteen laadun tulee olla tyyppillisen kauppa- tai sairaalaympäristön mukainen. Jos MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakojen käyttäjä edellyttää vaa'an jatkuvaa toimintaa myös sähkökatkosten yhteydessä, suosittelemme käyttämään keskeytymätöntä virransyöttöä tai akkua.
Magneettinen kenttä, jonka taajuus on syöttöjännitteen mukainen (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 -mukaisesti	3 A/m	3 A/m 50/60 Hz	Sähköverkon taajuuden mukaisen magneettisten kenttien tulee vastata tyyppillisiä kaupallisessa ja sairaalaympäristössä noudatettavia arvoja.
HUOM U_T tarkoittaa sähköverkon jännitettä ennen koetason käyttöä.			

Valmistajan ohjeet ja lausunto - Sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys

MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaa'at on tarkoitettu toimimaan yhdessä alla mainituista sähkömagneettisista ympäristöistä. MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaa'an ostajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että vaakaa käytetään juuri kyseisessä ympäristössä.

Häiriön-kestävyystutkimukset	Viitearvot IEC 60601-3-2 -standardin mukaisesti	Vaatimusten-mukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet:
Korkean taajuuden johto-häiriöt IEC 61000-4-6 -mukaisesti	$3 V_{rms}$ 150 kHz-80 MHz	3 V	Kannettavia ja mobileja radiolaitteita johtoineen ei saa käyttää MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -vaakojen lähellä ja tällöin on pidettävä lähettimen käyttötaajuuden mukaan laskettua turvaväliä.
Lähetetyt korkean taajuuden häiriöt IEC 61000-4-3 -mukaisesti	$3 V_{rms}$ 80 MHz-2,5 GHz	3 V/m 	Suositteluturvaväli: $d = 1.2\sqrt{P}$ Taajuus 80 MHz-800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ Taajuus 800 MHz-2,5 GHz jossa: „P” tarkoittaa lähettimen wattimääräistä (W) nimellistehoa ja „d” tarkoittaa suositeltua turvaväliä metreissä (m). Kiinteiden radiolähettimien kenttien voimakkuus kaikkien taajuuksien osalta tietyssä paikassa ^a tehdyn mittauksen mukaan tulee olla yhdenmukaisuusarvoa pienempi. ^b Alla olevalla merkillä merkityssä laiteympäristössä voi esiintyä häiriöitä.

HUOM 1 80 MHz ja 800 MHz:n taajuuden osalta sovelletaan korkeampi taajuusalue.

HUOM 2 Ohjeet eivät ole sovellettavissa kaikkiin tapauksiin.

Sähkömagneettisten häiriöiden levittämiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastukset.

- ^a Kiinteiden lähettimien kenttien voimakkuutta, kuten esim. GSM-verkoston tukiasemien ja mobiilien radioasemien, yksityisradioasemien, AM- ja FM-radiolähettimien ja televisiolähettimien, ei voi määritellä teoreettisesti etukäteen. Tarkempia tietoja kiinteiden lähettimien sähkömagneettisesta ympäristöstä voi saada tutkimalla kyseisen käyttöpaikan olosuhteita. Jos kentän mitattu paikallinen voimakkuus ylittää yllä mainittuja yhdenmukaisuustasoja, käytettävän MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -henkilövaa'an toiminnan oikeellisuutta on valvottava. Poikkeavia toimintaparametreja havaittaessa voi olla tarpeen suorittaa lisätoimenpiteitä, esim. MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -henkilövaa'an asetuksen tai sijainnin muuttaminen.
- ^b 150 kHz-80 MHz:n välisen taajuuden osalta kentän voimakkuuden ei tulisi ylittää 3 V/m.

8.3.1 Perustoimintaparametrit

Vinkki:



MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -henkilövaat eivät täytä mitään IEC 60601-1 -standardissa määriteltyjä perustoimintaparametreja. Järjestelmää saattavat häiritä myös sellaiset laitteet, jotka täyttävät CISPR-standardin mukaisia lähetyksvaatimuksia.

8.4 Turvavälit

Suositellut turvavälit MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -henkilövaakojen ja korkean taajuuden kannettavien ja mobiililaitteiden välillä			
MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -henkilövaat on tarkoitettu toimimaan sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa on valvottu korkean taajuuden häiriötä. MTA 400K-1M, MTA 400K-1NM -henkilövaat'an ostaja tai käyttäjä voi välttää sähkömagneettisilta häiriöiltä pitämällä minimiturvaväliä korkean taajuuden kannettaviin ja mobiileihin kaukoviestintälaitteisiin (lähettimiin) viestintälaitteen lähtötehon mukaisesti, kuten alla on eritelty.			
Lähettimen nimellisteho W	Turvaväli lähettimen käyttötaajuuden mukaan m		
	150 kHz-80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz-800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz-2,5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00
Jos kysymys on lähettimistä, joiden maksimi nimellisteho ei ole annettu yllä olevassa taulukossa, suositeltava d-turvaväli (m) voidaan määrittää vastaavassa sarakkeessa annetun yhtälön mukaisesti, jossa "P" tarkoittaa lähettimen suurinta wattimääräistä (W) nimellistehoa valmistajan antaman erittelyn mukaisesti.			
HUOM 1 80 MHz ja 800 MHz:n taajuuden osalta sovelletaan korkeampi taajuusalue.			
HUOM 2 Ohjeet eivät ole sovellettavissa kaikkiin tapauksiin.			
Sähkömagneettisten häiriöiden levittämiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastukset.			

9 Kuljetus ja varastointi

9.1 Vastaanottotarkastus

Paketin vastaanoton yhteydessä pakkausta ja laitetta on tarkistettava välittömästi sen mahdollisten ulkopuolisten vaurioiden kannalta - sama pätee laitteeseen, kun se on otettu pakkauksesta.

9.2 Pakkaus/palautus



- ⇒ Kaikki alkuperäisen pakkauksen osat on säilytettävä mahdollisen palautuslähetyksen varalta.
- ⇒ Vaa'an voi palauttaa vain alkuperäisessä pakkauksessa.
- ⇒ Ennen lähetystä irrota kaikki johdot ja löysät/liikkuvat osat.
- ⇒ Asenna takaisin kuljetussuojat, mikäli käytettävissä.
- ⇒ Kaikki osat, kuten esim. vaakalevy, virtalähde jne. on suojattava siirtymiseltä ja vaurioitumiselta.

10 Pakkauksesta purkaminen, asettaminen ja käynnistäminen

10.1 Asennuspaikka, käyttöpaikka

Vaaka on rakennettu siten, että normaaleissa käyttöolosuhteissa saatavat mittausarvot ovat luotettavat.

Oikean sijainnin valinta varmistaa vaa'an tarkan ja nopean toiminnan.

Asennuspaikan osalta noudata seuraavia sääntöjä:

- Aseta vaaka tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja lämpötilan vaihtelua, esim. lähellä olevien pattereiden tai auringonsäteilyn vuoksi.
- Suojaa vaaka läpivedolta, joka aiheutuu auki olevista ikkunoista tai ovista.
- Vältä vaa'an ravistamista punnituksen yhteydessä.
- Suojaa vaaka korkealta ilmastokosteudelta, höyryiltä ja pölyltä.
- Älä altista laitetta voimakkaalle ja pitkäaikaiselle kosteudelle. Kaste (ilmasta kondensoitunut kosteus) voi muodostua silloin, kun kylmä laite sijoitetaan huomattavan lämpimämpään ympäristöön. Tällöin sähköverkosta katkaistu laite on ensin mukautettava ympäristön lämpötilaan n. 2 tunnin ajan.
- Vältä vaa'an ja punnittavien henkilöiden staattista lataamista.
- Vältä kastumista.

Mikäli ympäristössä on olemassa sähkömagneettisia kenttiä (esim. GSM-verkkoja tai radiolaitteita), staattisia kuormia tai epästabiilia virransyöttöä, suuri lukeman poikkeama (väärä punnitustulos) on mahdollinen. Tällöin on muutettava vaa'an sijaintia tai poistettava häiriöiden lähde.

10.2 Pakkauksesta purkaminen

Ota vaa'an osa tai koko vaaka varovasti pakkauksesta ja aseta se käyttöpaikkaansa. Käyttäessäsi virtalähdettä huomioi, ettei virtajohto aiheuta vaaratilanteita (kompuroiminen).


10.3 Toimituksen sisältö

Vakiovarusteet:

- Vaaka näytöllä ja jalustalla
- Virtalähde (EN 60601-1 -mukainen)
- Käyttöohje
- 4 säätöjalasta
- Pultit/pientavarat

			
2 kpl	8 kpl	2 kpl	2 kpl

10.4 Vaa'an asennus ja asettaminen





⇒ Tasapainota vaaka pulttijalaksilla. Vesivaa'an ilmakuplan tulee sijaita merkityllä alueella.

⇒ Tarkista vaa'an tasapainotus säännöllisesti.

Asennus:

Aseta jalusta varovasti rungossa olevaan aukkoon.


Vältä johdon puristamista.



Kierrä jalusta vaakalevyyn:



2 kpl




Asenna kaide tappeihin ja ruuvaa se kiinni alustaan.



4 kpl




Ruuva jalusta kaiteeseen.



Asenna sivuelementit tappeihin ja kiinnitä ne runkoon.



4 kpl



Ruuvaa yhteen jalustan kaide ja sivuelementit kuvan mukaisesti.



2 kpl

2 kpl



10.5 Sähkökytkentä

Virransyöttö tapahtuu ulkopuolisen virtalähteen avulla, joka myös eristää vaakaa sähköverkosta. Paikallisen sähköverkon jännitteen tulee olla laitteeseen painetun arvon mukainen.

Käytä ainoastaan hyväksytyjä alkuperäisiä KERN-merkkisiä EN 6060-1 -mukaisia virtalähteitä.

Näytön kyljessä oleva pieni tarra viittaa sähköliitintään:



Jos vaaka on kytketty sähköverkkoon, LED-diodi palaa.


Latausaikana LED-ilmaisimella ilmoitetaan akun lataustason.

vihreä: Akku on täysin ladattu.

sininen: Akkua ladataan.

Akku ei kuulu vaa'an vakiovarustukseen.

10.6 Akkukäyttöinen toiminta on mahdollinen lisävarusteisella akulla



Avaa akkutilan kansi (1) näytön alapuolelta ja kytke akku. Ennen käyttöönottoa akkua on ladattava vähintään 12 tunnin ajan.

Jos näytölle ilmestyy -merkki, se tarkoittaa akun virran loppuvan pian. Vaaka voi toimia vielä pari minuuttia, jonka jälkeen se sammuu automaattisesti säästääkseen akkua. Tällöin akku on ladattava.



Jännite on laskenut suositellun minimiarvon alle.



Akun virta pian loppuu



Akku on täysin ladattu

Ennen vaa'an käynnistystä akku on ladattava täyteen.

Oikealla puolella ilmaisimen alla on LED-diodi merkitty :lla. Diodi palaa vihreänä, kun akku on täysin ladattu. Se palaa sinisenä, kun akkua ladataan.

Jos vaaka on poissa käytöstä pidemmän ajan, akku on poistettava laitteesta ja varastoitava erillään. Vuotava elektrolyytti voi johtaa vaa'an vaurioitumiseen.

10.7 Paristokäyttöinen toiminta

Vaihtoehtona akkukäyttöiselle toiminnalle, vaaka on käytettävissä paristoilla (6 kpl AA-paristoa).

Avaa akkutilan kansi (1) näytön alapuolelta ja asenna paristot alla esitetyllä tavalla. Aseta akkutilan kansi takaisin paikalleen. Kun paristo on heikko, näytölle ilmestyy



-merkki. Tällöin paristot on vaihdettava. Paristovirran säästämiseksi vaaka sammuu automaattisesti (katso kohta 11.6, Auto Off -toiminto).



Paristo tyhjä



Pariston virta pian loppuu



Paristo on täysin ladattu

Pariston asennus:

Poista akkutilan kansi.	
Kytke paristorasia liittimeen kuvan mukaisesti.	
Asenna paristorasia.	
Aseta paristot ja lukitse kansi takaisin paikalleen.	

10.8 Käyttöönotto

Sähkövaakojen punnitustarkkuuden varmistamiseksi on niitä käytettävä asianmukaisessa käyttölämpötilassa (katso luku 1 "Lämpenemisaika"). Lämpenemisaikana vaa'an tulee olla kytketty sähköverkkoon (pistorasiasta, akusta tai paristosta) ja olla päällä.

Vaa'an punnitustarkkuus riippuu paikallisesta gravitaatiokiihtyvyydestä. Painovoiman kiihtyvyyssarvo on annettu tyyppikilvessä.

11 Käyttö

11.1 Punnitus



- ⇒ Kytke vaaka päälle painamalla -painiketta. Vaaka suorittaa itsetarkistuksen. Laite on käyttövalmis heti kun näytölle ilmestyy painoarvo „0.0 kg”.



- -painikkeella voit milloin tahansa nollata vaa'an tarvittaessa.

- ⇒ Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle. Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy sekä lue punnitustulos.



- Jos punnittava henkilön paino ylittää punnitusaluetta, näytölle tulee „OL” (= ylikuormitus).

11.2 Taaraus


Punnituksessa käytettävän esikuorman paino (taara) voidaan asettaa painamalla vastaavaa painiketta, jonka perusteella seuraavien punnitusten yhteydessä saadaan punnittavan henkilön todellinen paino.



⇒ Aseta esine (esim. pyyhe tai matto) vaakalevyn päälle.



⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee nolla. Näytön vasempaan alanurkkaan ilmestyy „NET”-merkki.



⇒ Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle. Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy sekä lue punnitustulos.



- Jos vaaka ei ole kuormitettu, kyseinen taara-arvo on näkyvillä miinuksella.
- Taara-arvon nollaamiseksi poista vaa’asta kuorma ja paina -painiketta.

11.2.1 Taaran seuranta


Vaaka voidaan taarata useampi kerta. Toiminto voidaan aktivoida tai deaktivoida. Tätä varten valitse seuraavat asetukset:




- Valikon asetus:
[F5 Str] ⇒ [Str on] (katso 12 luku)

11.3 HOLD-toiminto

Vaaka on varustettu pidätystoiminnolla (keskiarvon määrittäminen). Näin punnitusarvo voi olla tarkka myös henkilöiden liikkuesssa vaakalevyllä seisoen.




- ⇒ Kytke vaaka päälle painamalla -painiketta. Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy.




- ⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „-----” ja HOLD-merkki.

- ⇒ Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle.



(esimerkki)

- ⇒ Hetken kuluttua ilmestyy STABLE-stabilointimerkki ja henkilön painoarvo, joka ”jäädyytetään”.



Kun henkilö poistuu vaakalta, painoarvo näkyy vielä noin 10 sekunnin ajan ja sitten vaaka siirtyy automaattisesti punnitustilaan. HOLD-merkki sammuu.



Keskiarvo ei määrydy, jos punnittava henkilö liikkuu liikaa.

11.4 Lisädesimaaliarvon näyttäminen

(lyhytaikainen lisädesimaaliarvon näyttäminen)


Kun painoarvo on näkyvillä, paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla noin 2 sekuntia. Tällöin n. 5 sekunnin ajan näytetään toista desimaaliarvoa.

Tätä arvoa ei kuitenkaan katsota sitovaksi arvoksi, eli sitä ei saa käyttää vaakauskalalaisen vaa'an antamana lukemana.

11.5 Painoindeksin laskenta (Body Mass Index)


BMI-arvon laskemiseksi tarvitaan tieto kyseisen henkilön pituudesta. Sen tulee olla tiedossa.

11.5.1 Painoindeksin laskenta (Body Mass Index)




⇒ Kytke vaaka päälle painamalla -painiketta.


⇒ Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy.



⇒ Paina ,
Näytölle tulee viimeksi syötetty pituus, aktiivinen arvo vilkkuu.
BMI-merkki palaa.



⇒ Syötä pituus  ja -painikkeilla.




⇒ Vahvista asetettu arvo painamalla . Näytölle tulee BMI-arvo "0.0".

⇒ Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle.
Näytölle ilmestyy hetkeksi „-----”-merkki ja sitten henkilön BMI-arvo.



⇒ Poista vaakalevyn kuormitus.



⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla -painiketta.
BMI-merkki sammuu ja näytöltä ilmenee "kg".



- Luotettava BMI-tulos on saatavilla vain 100-200cm:n pituudella ja >10 kg:n painolla.
- Jos punnittava henkilö liikkuu vaa'alla istuessaan, voi punnitusarvon stabiloida Hold-toiminnon avulla.

11.5.2 BMI-arvon luokittelu

Aikuisten BMI-luokitus WHO:n 2000 EK IV ja WHO 2004 -standardin mukaan (Maailman terveysjärjestö).



Luokka	BMI (kg/m ²)	Obesiteettiin liittyvä sairausriski
Alapaino	<18,5	matala
Normaali paino	18,5–24,9	tavallinen
Ylipaino	≥ 25,0	vähän korkeampi korkeampi korkea erittäin korkea
Esiobesiteetti	25,0–29,9	
I obesiteetin aste	30,0–34,9	
II obesiteetin aste	35,0–39,9	
III obesiteetin aste	≤40	

11.6 Automaattinen sammutus


Jos näyttöön tai vaakalevyyn ei kosketa, vaaka sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.



- Valikon asetukset:
[F1 OFF] ⇒ [OFF 0/3/5/15/30] (katso 12 luku)



(esimerkki)



(esimerkki)

⇒ Punnitustilassa paina -painiketta, jolloin näytölle tulee ensimmäinen toiminto [F1 OFF].

⇒ Paina -painiketta, jolloin laite näyttää viimeksi tallennetun ajan, esim. [OFF 15].

⇒ Paina -painiketta uudelleen, kunnes asetat tarvittavan ajan, esim. [OFF 30].

[OFF 0] AUTO OFF -toiminto deaktivoitu

[OFF 3] Punnitusjärjestelmä sammuu 3 minuutin kuluttua.

[OFF 5] Punnitusjärjestelmä sammuu 5 minuutin kuluttua.

[OFF 15] Punnitusjärjestelmä sammuu 15 minuutin kuluttua.

[OFF 30] Punnitusjärjestelmä sammuu 30 minuutin kuluttua.



⇒ Tallenna valittu aika painamalla , jolloin toiminto [F1 OFF] ilmestyy.





⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla -painiketta.

11.7 Ilmaisimen taustavalo



- Valikon asetukset:
[F4 bk] ⇒ [bL on/bL oFF/bL AU] (katso 12 luku)



(esimerkki)



⇒ Punnitustilassa paina -painiketta, jolloin näytölle tulee ensimmäinen toiminto [F1 oFF].

⇒ Paina -painiketta uudelleen, kunnes näytölle tulee toiminto [F4 bk].

⇒ Paina -painiketta, jolloin laite näyttää viimeksi tallennetun asetuksen, esim. [bL on].

⇒ Vahvista tarvittava asetus painamalla .

bL on


Taustavalo jatkuvasti päällä.

bL off

Taustavalo pois päältä.

bL Auto

Taustavalo kytkeytyy automaattisesti päälle vaakaa kuormitettaessa tai painiketta painettaessa



⇒ Tallenna valittu asetus painamalla , jolloin toiminto [F4 bK] ilmestyy.



⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla -painiketta.

12 Valikko



Lainmukaisten vaakojen osalta pääsy "tCH"-huoltovalikkoon on estetty.

Lukituksen poistamiseksi sinetöinti on poistettava ja painettava kalibroitipainiketta. Kalibroitipainikkeen sijainti - katso 17 luku.

Huom:

Sinetöinnin poiston jälkeen ja ennen punnitusjärjestelmän käyttöä lainmukaisiin tarkoituksiin se on vaattava uudelleen pätevän hyväksyntälaitoksen kanssa ja sinetöitävä uudelleen.

12.1 Valikkonavigointi

Valikkopainike	⇒ Punnitustilassa paina  -painiketta, jolloin näytölle tulee ensimmäinen toiminto [F1 OFF] .
Toiminnon valinta	⇒ Painikkeella  voit vaihtaa toimintoja.
Asetusten muuttaminen	⇒ Vahvista toiminnan valinta painamalla -painiketta. Näytölle tulee toiminnon tämänhetkinen asetus. ⇒ Valitse tarvittava asetus painamalla -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta, jolloin vaaka siirtyy takaisin valikkoon.
Poistuminen valikosta /paluu punnitustilaan	⇒ Paina  -painiketta, jolloin vaaka palaa punnitustilaan.

12.2 Valikon rakenne

Päävalikkolohko	Alivalikkopiste	Asetukset/selite														
F1 OFF Automaattinen sammutus Automaattinen sammutus	oFF 0* oFF 3 oFF 5 oFF 15 oFF 30	Automaattinen sammutus pois päältä Automaattinen sammutus 3 minuutin kuluttua Automaattinen sammutus 5 minuutin kuluttua Automaattinen sammutus 15 minuutin kuluttua Automaattinen sammutus 30 minuutin kuluttua														
F2 Sub	oFF* Prt Pr ACC	Ei dokumentaatiota														
F3 Prt Rajapinnan parametrit	1. RS-232 -rajapinnan käyttö Valitse tarvittava tila painamalla F ja vahvista painamalla PRINT <table><tr><td>P Prt</td><td>Painoarvo lisätään summausmuistiin ja lähetetään PRINT-painiketta painettaessa.</td></tr><tr><td>P Cont</td><td>Jatkuva tiedonsiirto</td></tr><tr><td>Erät</td><td>Ei dokumentaatiota</td></tr><tr><td>ASK</td><td>Kauko-ohjauskomennot: W: Lähettää jokaisen painoarvon. S: Lähettää stabiilin painoarvon. T: Taaraus Z: Nollaus.</td></tr><tr><td>P cnt 2</td><td>Ei dokumentaatiota</td></tr><tr><td>P Stab</td><td>Automaattinen stabiilin punnitusarvon lähetyk</td></tr><tr><td>P Auto</td><td>Painoarvo lisätään summausmuistiin ja siirretään</td></tr></table> 2. Tiedonsiirtonopeus Kun siirtyminen RS-232 rajapintaan on vahvistettu, näytölle tulee asetettu tiedonsiirtonopeus (b xxxx). Valitse haluttu tiedonsiirtonopeus painamalla PRINT ja vahvista F -painikkeella. Tiedonsiirtonopeus, vaihtoehdot 600, 1200, 2400, 4800, 9600.		P Prt	Painoarvo lisätään summausmuistiin ja lähetetään PRINT-painiketta painettaessa.	P Cont	Jatkuva tiedonsiirto	Erät	Ei dokumentaatiota	ASK	Kauko-ohjauskomennot: W: Lähettää jokaisen painoarvon. S: Lähettää stabiilin painoarvon. T: Taaraus Z: Nollaus.	P cnt 2	Ei dokumentaatiota	P Stab	Automaattinen stabiilin punnitusarvon lähetyk	P Auto	Painoarvo lisätään summausmuistiin ja siirretään
P Prt	Painoarvo lisätään summausmuistiin ja lähetetään PRINT-painiketta painettaessa.															
P Cont	Jatkuva tiedonsiirto															
Erät	Ei dokumentaatiota															
ASK	Kauko-ohjauskomennot: W: Lähettää jokaisen painoarvon. S: Lähettää stabiilin painoarvon. T: Taaraus Z: Nollaus.															
P cnt 2	Ei dokumentaatiota															
P Stab	Automaattinen stabiilin punnitusarvon lähetyk															
P Auto	Painoarvo lisätään summausmuistiin ja siirretään															

3. Tiedonsiirtomuoto (vain jos käytössä on asetus P Prt, P Auto, P Cont) Kun tiedonsiirtonopeus on vahvistettu, näytölle tulee aktiivinen tiedonsiirtomuoto. Valitse haluttu muoto painamalla  ja vahvista -painikkeella.				
vain jos käytössä on asetus	Prt 0–3	Tietojen tiedonsiirtomuoto, katso kohta 13.3.		
	vain jos käytössä on asetus P Cont	Cont 1	Vakioasetus.	Sd0 – on/off Jatkuva tiedonsiirto, vaihtoehdot: „sende 0”, kyllä/ei
		Cont 2	Ei dokumentaatiota	
		Cont 3	Ei dokumentaatiota	
4. Tulostimen tyyppi Kun tiedonsiirtomuoto on vahvistettu, näytölle tulee aktiivinen tulostimen tyyppi. Valitse haluttu tulostimen tyyppi painamalla  ja vahvista se -painikkeella. LP-50 Ei dokumentaatiota tPUP Käytä tätä asetusta				
F4 bl Ilmaisimen taustavalo	bl on	Ilmaisimen taustavalo päällä		
	bl oFF	Ilmaisimen taustavalopois päältä		
	bl AU*	Taustavalon automaattinen kytkentä vaa'an käytön yhteydessä		
tCH Huoltovalikko	Pin	Salasan syöttö: Paina  ,  ja  .		
Paina kalibrintipainiketta, asento, katso 17 luku.				
P1 SPd Lukema-aika	15*	Ei dokumentaatiota		
	30			
	60			
	7,5			

P2 CAL	Kalibrointi - katso 17 luku.	
P3 Pro	tri*	Ei dokumentaatiota
	CoUnt	Ei dokumentaatiota
	rESet	Tehdasasetusten palauttaminen.
	SEtGrA	Ei dokumentaatiota

* Tehdasasetukset

13 RS-232 -rajapinta


RS-232 -rajapinnan avulla tiedot ovat siirettävissä valikonasetuksen mukaan joko automaattisesti tai painamalla -painiketta.

Tiedonsiirto tapahtuu asynkronisesti ASCII-koodissa.

Vaa'an ja tulostimen liittämiseksi toisiinsa on täytettävä seuraavat ehdot:

- Vaa'an tulee olla yhdistetty tulostimeen asianmukaisella johdolla. Häiritsemätön käyttö toteutuu ainoastaan KERN:n rajapintajohdon avulla.
- Vaa'an ja tulostimen viestintäparametrien tulee olla yhteensopivat (tiedonsiirtonopeus, biitit, pariteetti). Lisätietoa viestintäparametreista - katso kohta 13.2.

13.1 Vaa'an lähtöliitännän napatoiminnot

	Napa 2: TXD – lähtö Napa 3: RXD – tulo Pin 5: GND – maadoitus
--	--

13.2 Tekniset tiedot

Liitäntä	9-napainen D-sub-pikkuliitäntä
	Napa 2 – lähtö
	Napa 3 – tulo
	Napa 5 – maadoitus
Tiedonsiirtonopeus	vaihtoehdot 600/1200/2400/4800/9600
Pariteetti	8 biittiä

13.3 Tulostustila

Tuloste-esimerkit:

Prt	
0/2	60.0 kg
1/3	60.0 kg 170.0cm 20.7BMI

14 Virheilmoitukset

Lukema

Kuvaus

Err4

Nolla-alueen ylittäminen

(käynnistyessä tai -painiketta painettaessa)

- Punnittu aine sijaitsee vaakalevyllä
- Ylikuormitus vaa'an nollauksen yhteydessä
- Väärä kalibrointi
- Painokennon häiriö

Err6

Arvo on analogi-digitaalimuuntimen alueen ulkopuolella

- Punnituskenno vaurioitunut
- Vaurioitunut elektroniikka

Jos näytölle tulee joku muu virheilmoitus, vaaka on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen. Ongelman jatkuessa ota yhteyttä valmistajaan.

15 Huolto, kunnossapito, hävitys

15.1 Puhdistus



Ennen huolto-, puhdistus- ja korjausboiden aloittamista laitteesta on katkaistava virta.

15.2 Puhdistus/desinfiointi

Istuinta ja koteloa on puhdistettava taloudenpitoon tarkoitettulla puhdistusaineella tai yleisellä desinfiointiaineella, esim. 70% isopropanolilla. Suosittelemme käyttämään kosteapyyhkäisyyn tarkoitettua desinfiointiainetta. Noudata valmistajan ohjeita.

Ei saa käyttää hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, kuten pirtua, bensiiniä tai vastaavia aineita, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.

Noudata seuraavia desinfiointiavälejä ristitartunnan (sienitauti) välttämiseksi:

- Istuinta on desinfioitava ennen jokaista punnitusta ja sen jälkeen, mikäli siihen liittyy ihokosketus.
- Tarvittaessa:
 - o Näyttö
 - o Muovinäppäimistö



Ei saa ruiskuttaa laitetta desinfiointiaineella.

Vältä desinfiointiaineen valumista vaa'an sisään.

Laitteen saastuessa puhdistu se välittömästi.

15.3 Sterilointi

Laitteen sterilointi ei ole sallittu.

15.4 Huolto ja kunnossapito

Laitteen huoltotöitä saavat suorittaa ainoastaan KERN-yrityksen kouluttamat ja valtuuttamat huoltomiehet.

Ennen vaa'an avaamista kytke se ensin irti sähköverkosta.

15.5 Hävitys

Pakkauksen ja laitteen hävitystä on suoritettava laitteen käyttöpaikalla voimassaolevan kansallisen tai alueellisen lainsäädännön mukaisesti.

16 Vianetsintä

Jos punnitusprosessissa esiintyy häiriöitä, vaaka on sammutettava ja katkaistava sähköverkosta. Hetken kuluttua punnitus on aloitettava uudelleen.

Häiriö	Mahdollinen syy
Painon ilmaisिन ei pala.	• Vaaka ei ole päällä. • Katkaistu verkkoyhteys (katkaistu/vaurioitunut virtajohto). • Syöttöjännitteen puute. • Akku asennettu väärin tai tyhjä. • Ei akkua.
Painoarvo vaihtelee jatkuvasti	• Läpiveto/liikkuva ilma. • Pöydän/alustan värinä. • Vaakalevy koske muita esineitä tai se on asennettu väärin. • Sähkömagneettisia kenttiä/staattisia kuormia (valitse muu asennuspaikka - mahdollisuuksien mukaan sammuta häiriöitä aiheuttava laite)
Punnitustulos on selvästi väärä	• Vaaka ei ole nollattu oikein. • Väärä kalibrointi. • Kova lämpötilavaihtelu. • Ei noudatettu lämpenemisaikaa • Sähkömagneettisia kenttiä/staattisia kuormia (valitse muu asennuspaikka - mahdollisuuksien mukaan sammuta häiriöitä aiheuttava laite)

Jos näytölle tulee joku muu virheilmoitus, vaaka on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen. Ongelman jatkuessa ota yhteyttä valmistajaan.

17 Vakaus

Yleistä:

20014/31/EY -direktiivin mukaisesti vaaka on aina vaattava seuraaviin (lainmukaisiin) käyttötarkoituksiin:

- a) kauppapunnitukset, jos tavaran hinta määräytyy punnituksen perusteella;
- b) lääkkeiden tuotanto apteekeissa sekä lääkinnällisissä ja farmaseuttisissa laboratoriotutkimuksissa;
- c) viranomaisten käyttöön;
- d) valmiiden pakkausten tuotanto.

Tarvittaessa ota yhteyttä aluehallintovirastoon.

Vakaushjeet:

Teknisessä erittelyssä vakauskelpoiseksi merkityillä vaailla on EU-laajuinen tyyppihyväksyntä. Mikäli vaakaa on tarkoitus käyttää yllämainitulla laillistusalaisella alueella, se on vaattava ja sen vakaus on uudistettava säännöllisesti.

Vaa'an vakauksen päivittäminen tapahtuu kansallisten määräyksien mukaisesti. Vakauksen voimassaoloaika on annettu kohdassa 17.1.

Noudata kansallisia lainmääräyksiä!




Vakaus ilman sinetöintiä on mitätön.

Jos vaa'alla on tyyppihyväksyntä, sen sinetöinti tarkoittaa, että vaa'an saa avata ainoastaan koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Sinetöinnin poistaminen aiheuttaa vakauksen mitätöinnin. Noudata kansallisia lainmääräyksiä. Saksassa uudelleenvakaus on pakollinen.

Vakauksenalainen vaaka on poistettava käytöstä, mikäli:

- Vaa'an antama **punnitustulos** ylittää **sallitun toleranssiarvon**. Vaaka on tarkastettava säännöllisesti mallipainon avulla (n. 1/3 maksimipainosta) ja verrattava näytettyä arvoa mallipainoon.
- Uudelleenvakauksen **määräaika on ylittynyt**.

Kalibrointikytkimen ja sinetöinnin asento



1. Itsetuhoutuva sinetöinti
2. Suojus
3. Kalibrointipainike

17.1 Vakauksen voimassaoloaika (nykytila Saksassa)

Henkilövaa'at (mukaanlukien tuolivarusteiset tai pyörätuolille tarkoitetut lavavaa'at) sairaaloissa	4 vuotta
Henkilövaa'at - jos käytössä sairaaloiden ulkopuolella (esim. vastaanottohuoneissa ja hoitokodeissa)	toistaiseksi
Vauvavaa'at ja mekaaniset vaa'at vastasyntyneille lapsille	4 vuotta
Sänkyvaa'at	2 vuotta
Vaaka dialyysiasemiin	toistaiseksi

Sairaaloihin kuuluvat myös kuntoutusklinitkat ja osastot (vakauksen voimassaolo 4 vuotta).

Dialyysiasemia, hoitokoteja ja vastaanottohuoneita ei katsota sairaalaksi (hyväksyntä voimassa toistaiseksi).

("Hyväksyntäviraston tiedotus: lääkinälliset vaa'at" -asiakirjan mukaan)


18 Kalibrointi






Koska painovoiman kiihtyvyys ei ole sama joka paikassa maapallolla, fysiikan peruslainalaisuuksiin perustuvan jokainen näyttö ja siihen liitetty vaakalevy on mukautettava sen käyttöpaikan mukaiseen gravitaatiokiihtyvyyteen (paitsi jos punnitusjärjestelmä on jo kalibroitu tehtaalla käyttöpaikan mukaan). Kalibrointi on suoritettava käyttöönoton yhteydessä, vaa'an käyttöpaikan vaihtuessa sekä ympäristölämpötilan vaihdellessa. Mittaustarkkuuden varmistamiseksi suositellaan kalibroimaan näytön ajoittain punnitustilassa.

	• Valmista tarvittava kalibrointipaino. Käytettävä kalibrointipaino on vaa'an punnitusalueen mukainen - katso 1 luku. 1. Mahdollisuuksien mukaan kalibrointi on suoritettava kalibrointipainolla, jonka massa on lähellä vaa'an suurinta kuormitusarvoa. Lisätiedot mallipainoista löytyvät osoitteesta: http://www.kern-sohn.com. • Varmista pysyvät ympäristöolosuhteet. Varmista tarvittava lämpenemisaika (katso luku 1) vaa'an stabilointia varten.
---	---

	Lainmukaisten vaakojen osalta pääsy "tCH"-huoltovalikkoon on estetty. Lukituksen poistamiseksi sinetöinti on poistettava ja painettava kalibrointipainiketta. Kalibrointipainikkeen sijainti - katso 17 luku. Huom: Sinetöinnin poiston jälkeen ja ennen punnitusjärjestelmän käyttöä lainmukaisiin tarkoituksiin se on vaattava uudelleen pätevän hyväksyntälaitoksen kanssa ja sinetöitävä uudelleen.
--	--

Kalibrointimenetelmä:

 ↓ 	⇒ Punnitustilassa paina pari kertaa  -painiketta, kunnes [tCH]-toiminto ilmestyy.
	⇒ Paina  -painiketta, jolloin näytölle tulee [Pin].

	⇒ Paina   ja  -painiketta, jolloin [P1 SPd] -toiminto ilmestyy.
 ↓  	⇒ Paina  -painiketta, jolloin [P2 CAL] -toiminto ilmestyy. ⇒ Paina kalibrointipainiketta, asento, katso 17 luku. ⇒ Paina  -painiketta, jolloin näytölle tulee [duA rA] tai [SnG rA] . ⇒ Valitse [duA rA] ja vahivsta asetus painamalla  -painiketta, jolloin näytölle tulee [dESC] .
	⇒ Paina  -painiketta, jolloin näytölle tulee [dESC] .
	⇒ Paina pari kertaa  -painiketta, kunnes [CAL] -toiminto ilmestyy. ⇒ Vahivsta asetus painamalla  -painiketta, jolloin näytölle tulee [UnLoAd] .
	⇒ Vaakalevyllä ei saa jättää mitään esineitä. ⇒ Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy ja vahvista painamalla  -painiketta.
 (esimerkki)	⇒ Näytöltä näkyy asetetun kalibrointipainon arvo. Tarvittaessa voit valita muutettava elementti  -painikkeella ja muuttaa arvoa  -painikkeella. ⇒ Vahivsta asetus painamalla  -painiketta, jolloin näytölle tulee [LoAd] .

	⇒ Aseta kalibrointipaino vaakalevyn keskelle. ⇒ Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy. ⇒ Vahivsta asetus painamalla -painiketta, jolloin näytölle tulee [PASS]. ⇒ Vaaka suorittaa itsetarkistuksen. Näytölle tulee [Err19] ja laite antaa yhden merkkiään. ⇒ Sammuta vaaka. ⇒ Poista kalibrointipaino. ⇒ Kytke vaaka uudelleen päälle ja itsetarkistuksen jälkeen vaaka siirtyy punnitustilaan. Kalibrointi on suoritettu loppuun.
---	--